

# 車いす適合マニュアル ～瑞寿苑ver.～

## シーティングチーム

リーダー ○○○○  
サブリーダー ××××

※『シーティング管理シート』で一括管理

### 【アセスメント】

- ・ 座位能力の評価
- ・ 採寸、適合機種の設定
- ・ オプションの検討

- ・ 座位能力分類一覧
- ・ スケール
- ・ タオル、ウレタン

- ・ 座位能力分類Ⅲ該当者に関しては、リーダーに報告

### 【試用評価】

- ・ アセスメントに従って選定された車いすを実際に使用し、適合の可否を評価
- ・ オプションの検討

- ・ 車いす  
(本体・取扱説明書)
- ・ タオル、ウレタン

### 【継続的な評価】

- ・ 支援計画のメンテナンスを行う際に、車いすの適合についても確認

- ・ 支援計画書
- ・ 支援経過記録

- ・ ADL低下などにより不適合が確認された場合は、アセスメントに戻る。

### 【車いすや利用者の適切な管理】

- ・ 車いすの正しい取り扱い方法の確認
- ・ ADL別の最適な移乗方法の確認
- ・ 介助による座位修正の確認

- ・ 定期的な技術講習の開催等

## メンテナンスチーム

リーダー ○○○○  
サブリーダー ××××

※『メンテナンス管理シート』で一括管理

### 【通常のメンテナンス】

- ・ エア補充
- ・ ボルト緩みの確認
- ・ その他、劣化、消耗の確認

- ・ 空気入れ
- ・ 工具一式

- ・ 全車2週間に1度のエア補充。使用者不在の場合は、1か月に1度。

不適切な車いすの適合・管理は、

人為的な2次障害につながることを、

全員で意識していきましょう!!